

Số: 1633 /TB-BVDLTW

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2026

## THÔNG BÁO

### Mời báo giá Gel siêu âm và Test nhanh HIV Determine 1/2

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Da liễu Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá dự toán mua sắm Gel siêu âm và Test nhanh HIV Determine 1/2, cụ thể như sau:

#### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Da liễu Trung ương.
- Cách thức tiếp nhận báo giá: gửi 01 bản cứng có đóng dấu của đơn vị báo giá và 01 bản mềm gửi vào địa chỉ Email: vttbyt.dltw@gmail.com  
*Nhận trực tiếp tại địa chỉ:* Văn thư Bệnh viện – tầng 1 tòa nhà Kỹ thuật cao, Bệnh viện Da liễu Trung ương, số 15A Phương Mai, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội.

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 16h00 ngày 3 tháng 6 năm 2026 đến trước 16h00 ngày 16 tháng 6 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 16 tháng 6 năm 2026.

5. Tài liệu được đóng gói, bên ngoài ghi rõ các thông tin:

*Người gửi:* Tên công ty/đơn vị gửi báo giá, địa chỉ, số điện thoại liên hệ.

Nội dung tài liệu “Gel siêu âm và Test nhanh HIV Determine 1/2”

*Người nhận:* Nguyễn Thị Ngọc Hiếu - Phòng Vật tư Thiết bị y tế,

SĐT: 039.441.2786

#### II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Theo phụ lục đính kèm.
- Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Da liễu Trung ương, số 15A Phương Mai, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội.
- Thời gian giao hàng dự kiến: năm 2026. ✓

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, VTTBYT.



**Phụ lục**

(Kèm theo Thông báo số 1633/TB-BVDLTW ngày 03 tháng 6 năm 2026)

STT	Danh mục hàng hóa/dịch vụ	DA LIỀU KHỐI LƯỢNG	Đơn vị tính	Mô tả hàng hóa/dịch vụ	Địa điểm thực hiện	Quy cách	Ghi chú
1	Sinh phẩm khẳng định HIV (SP2) test nhanh	100	test	- Độ nhạy 100% , độ đặc hiệu: 99,75%, Cho kết quả nhanh trong vòng 15 phút. Độ ổn định của kết quả xét nghiệm tới 60 phút , không cần sử dụng thêm bất kỳ dung dịch đệm cho mẫu máu huyết thanh, huyết tương. - Hàm lượng chính: Antibody Anti HIV-1, Antibody Anti HIV-2, Antigen (pGO9-CKS/XL-1) HIV-1 Group O, Antigen (pGO11-CKS/XL-1) HIV-1 Group O, Antigen (PjC100)HIV-2, Antigen (pOM10/PV361) HIV-1, Antigen (pTB319/XL-1)HIV-1, HIV-1 Peptide Antigen, HIV-2 peptide Antigen.	Bệnh viện Da liễu Trung ương	Hộp 100 test	
2	Gel siêu âm dùng trong y tế,	40	Bình/can	*Nước sử dụng trong gel được tiệt trùng bằng tia UV * Dựa trên công thức kiểm vi khuẩn và giảm dị ứng. * Công nghệ hiện đại giúp trượt doppler dễ dàng. * Có độ dẫn, ít mỡ và không nhuộm màu. Không chứa cồn, muối và hòa tan trong nước *Quy cách: Bình 5 lít	Bệnh viện Da liễu Trung ương	Bình/can 5 lít	